

Smart Sensor

IMMER AUF DER SICHEREN SEITE
ALWAYS ON THE SAFE SIDE



**Wachsende gesetzliche Anforderungen?
Kein Problem, wir haben die Lösung!**

Speziell für diese Anforderungen haben wir eine intelligente Box entwickelt, welche folgende Tätigkeiten für Sie effizient, einfach und sicher übernimmt – und zwar in Echtzeit:



HACCP-konforme Speisetemperaturmessung via
Kabelsensor



Temperaturkontrolle inklusive Benachrichtigung bei
Erreichen der Grenzwerte



automatisierte und sichere
Temperaturdokumentation



grafische und tabellarische Online-Auswertung –
revisionsicher und jederzeit abrufbar

**Growing food safety demands?
This is our solution to meet these requirements**

Our thermohauser SmartSensor, developed for performing the following activities for you efficiently, simply and safely – in real time:



HACCP compliant food temperature measurement



Temperature control including notification when
temperature limit values are reached



automated and safe temperature documentation



graphical and tabular online evaluation – tamper-free
storing and available at any time

SMARTSENSOREN

- » Messbereich: -50 °C bis +150 °C
- » Messintervall: einstellbar zwischen 30 Sekunden und 72 Stunden
- » Speicherkapazität: ca. 15.000 Messwerte
- » Energieversorgung: Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- » Schutzklasse: IP65
- » kompatibel mit EPP-Boxen GN 1/1 GASTROSTAR

SMARTSENSORS

- » temperature range: -50 °C up to +150 °C
- » check intervals: adjustable between 30 seconds and 72 hours
- » storage capacity: 15.000 check values approx.
- » power supply: battery (included)
- » protection class: IP65
- » compatible with EPP boxes GN 1/1 GASTROSTAR

AKTIVATOR

- » sorgt für den Start / Stopp der Datenaufzeichnung
- » überträgt die auf dem SmartSensor gespeicherten Daten in die Online-Plattform
- » **mit Übergabeunterschrift zur Quittierung der Speisenübergabe** (Datum, Uhrzeit und Temperatur der Übergabe wird dokumentiert)

ACTIVATOR

- » initiates / ends data recording
- » data stored on the SmartSensor are being transferred to the online platform
- » **signature confirms safe receipt of the goods** (date, time and temperature are being recorded at this moment)

2 Messvarianten wählbar:

- » Aufzeichnung der Umgebungstemperatur in der Box
- » Aufzeichnung der Speisenkerntemperatur



2 measuring variants selectable:

- » documentation of the ambient temperature inside the box
- » documentation of the food temperature



83000.50605



Aufzeichnung Umgebungstemperatur /
documentation of the ambient temperature

83000.40567

Aufzeichnung der Speisenkerntemperatur /
documentation of the food temperature



83000.40566

